

1 Functional Safety Housing

- 安全性設計 (開啟即停止)
- 全透明材質

2 Automated Pipetting Module (APM)

- 手動簡易更換
- 單爪/八爪 (50ul/200ul)
- 軟體自行辨識APM種類



3 Disposable Used Tip Tray

- 可容納500支以上

4 2x Reagent Areas

- 可放置各式1.5 ml及2 ml centrifuge tubes、8 ml bottles、15 ml及80 ml reservoirs、8連排PCR tubes
- 可選配保冷裝置



5 4 / 6-position SBS Worktable

- 最多可同時擺放3 microplates (96/384 wells)
- 最多可擺放2 tip racks
- 可客製化不同racks



- 可選配保冷裝置



6 Compact Design

- 不占空間
- 重量輕巧

7 15.6" Notebook Computer with EzStarter™ Software

- 直觀性操控介面
- 可執行動作模擬功能
- 軟體相容性高



401



601



401s



601s