

CHAI OPENQPCR

即時定量聚合酶連鎖反應-試劑套組

Best Solution For Real-Time PCR

傳統 SYBR Green 效果不佳？想得到敏感度更高的Melt and HRM analysis結果？

快來試試CHAI Green & Sahara Multiplex qPCR Master Mix ！

Chai Green qPCR Master Mix



(Cat. #R02201)

- 表現更甚傳統SYBR Green，不會抑制PCR反應
- 可獲得更高敏感度的Melt and HRM analysis
- GC Rich達70%表現仍佳
- 試劑內含特殊Enhance，可有效抑制DNA萃取液中的PCR Inhibitor

Sahara Multiplex qPCR Master Mix



(Cat. #R02210)

- 具備CHAI Green qPCR Master Mix所有優勢
- 可進行Multiplex PCR (up to 4-plex)
- 熱穩定性高，25 °C下可放置3個月仍不影響表現 (50 °C for 8 days, or 25 °C for 3 months)

欲瞭解更多 CHAI Green Master Mix 相關實驗數據及使用資訊，請與我們聯繫！



亞醫醫學器材股份有限公司
PAN ASIA BIOMEDICAL TECHNOLOGY INC
Tel : (02)2741-8169 Fax : (02)2776-4372
office@pan-asia-bio.com.tw
<http://www.pan-asia-bio.com.tw>