



# MRC RNazol<sup>®</sup> RT

**美國專利局兩項專利認證** US patents 7794932 and 8367817

參考文獻：“Chomczynski, P. et al. RNazol RT: A new single-step method for isolation of RNA.”

擺脫有毒有機溶劑 Chloroform !

從現在起，只要用水，就能輕易萃取 RNA !

優惠價  
促銷中!!!

- **低汙染** 只要加『水』沉澱蛋白質與DNA；不需使用 Chloroform
- **省成本** 不需DNase 處理；可同時分離『total RNA』與『small RNA』(10~200bp)
- **夠方便** 萃取全部過程可在『室溫』下操作
- **時間短** 可在『1小時內』完成RNA萃取

品名	Cat.No.	包裝
RNazol RT	RN 190	200mL



Step 1  
均質化

Step 2  
雜質沈澱

Step 3  
RNA沈澱

Step 4  
RNA清洗

Step 5  
RNA回溶

只要加水  
免用有機分層試劑



亞醫醫學器材股份有限公司

PAN ASIA BIOMEDICAL TECHNOLOGY INC.

Tel : (02) 2741-8169  
office@pan-asia-bio.com.tw  
www.pan-asia-bio.com.tw